常见的仪器和基本的实验操作(一)

一、常见的仪器

1.可被加热的仪器

	1	可					
	分类	名称	图示	用途	使用方法、注意事项		
	直接加热的仪器	蒸发皿		(1)用作少量试剂的反应容器,可在常温或加热时使用(2)也收集少量气体 一般用于溶液的蒸发、浓缩	(1)使用试管时,用中指、食指、拇指夹在距试管口 处;振荡试管时,手指夹持在试管上端,使用腕力甩动试管底部 (2)加热时要均匀受热;加热后不能骤冷 (1)用坩埚钳夹持,放在三脚架或铁架台的铁圈上直接加热 (2)加热后不能骤冷 (3)加热后不能放在实验桌上		
	•	燃烧匙		用于盛放可燃性固体物质进行燃烧实验	(1)不能连续在高温下使用 (2)用后洗净并擦拭干净		
		坩埚		一般用于灼烧固体物质	(1)加热后不能骤冷 (2)用 坩埚钳取放		
	间接加热	烧杯		(1)溶解物质,配制溶液 (2)进行较大量试剂的反应容器 (3)可在常温或加热时使用	(1)不能直接加热,加热时放在石棉 网上,使其受热均匀 (2)溶解固体,用玻璃棒搅拌时,不 能接触器壁		
的仪器		锥形瓶		能用作较大量液体的反应容 器和气体发生装置,在常温或 加热时使用	加热时,必须垫上石棉网		
		烧瓶	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [(1)能用作较大量液体的反应 容器和气体发生装置,在常温 或加热时使用 (2)蒸馏时,锥形瓶作接受容器	加热时,必须垫上石棉网		

名称	图示	用途	使用方法、注意事项
集气瓶		(1)收集或贮存少量 气体 (2)可进行物质与气 体之间的反应容器	(1)不能加热 (2)在进行物质与气体的某些放热反应时,集 气瓶中要放入水水水水水,防止炸裂 (3)集气瓶和广口瓶虽然外形相似,但磨口的 位置不同,集气瓶磨砂在瓶口上表面,广口 瓶磨砂在瓶口内侧
细口瓶		贮存液体药品	(1)瓶塞不能污染,以免污染试剂 (2)装有碱液的试剂瓶,瓶塞 要用橡胶塞 (3)不稳定或见光易分解的试剂用有色试剂 瓶盛放 (4)滴瓶上的滴管专用,不可冲洗
广口瓶		贮存固体药品	
滴瓶		滴瓶用于盛放少量 的液体试剂	

3.漏斗

一的一份三年

名称	图示	用途	使用方法、注意事项
普通		过滤,加液体	(1)用普通漏斗过滤时,滤纸紧贴漏斗内壁;滤纸边
漏斗			缘低于漏斗边缘,漏斗里的液面低于滤纸边缘
			(2)过滤时,用玻璃棒引流,让液体通过漏斗
长颈	\overline{a}	注入液体	制取气体时,长颈漏斗的下端管口要伸入液面以下,
漏斗		任持國的活动	形成液封
分液	<u>Q</u>	(1) 注入液体	制取气体时,分液漏斗下端管口不必伸入液面下
漏斗	2	(2) 分离两种互不相溶的液体	地名一种大学
			特型液体部分类

名称	图示	用途	使用方法、注意事项
试管夹	¥	夹持试管	(1)夹在试管口 <u>3</u> 处 (2)使用时,从试管底部往上套,从底 部取出
坩埚钳		夹持坩埚或蒸发 皿	坩埚钳的温度过高时,将其放在石棉网 上
铁架台(带铁夹、铁圈)		固定和支持仪器	(1)铁圈、铁夹与铁架台底盘同侧 (2)铁夹夹在试管的中上部 (3)夹持玻璃仪器时,不可过松或过紧, 恰使玻璃仪器不能移动即可

5.加热仪器:酒精灯或酒精喷灯。



- (1)酒精灯的火焰分为外焰、内焰、焰心三个部分,加热时应使用

注意:

- ①绝对禁止向燃着的酒精灯中添加酒精,以免失火。
- ②绝对禁止用燃着的酒精灯去引燃另一只酒精灯。
- ③酒精灯使用完毕后,必须用灯帽盖灭,不能用嘴吹灭。
- ④不要碰倒酒精灯,万一洒出的酒精在桌子上燃烧起来,应立即用湿抹布盖灭,不可用水浇。

6.计量仪器

名称	图示	用途	使用方法、注意事项
电子天平	GGCB .	称量物质 的质量	(1)电子天平精度一般为 7.00 g (2)药品不能直接放在电子天平上称量,应放在 称量纸上称量。腐蚀性或易潮解的药品(如 NaOH)要放在玻璃器皿(如小烧杯、表面皿)中 称。
量筒		量取一定 体积的液 体	(1)不能加热,不能作反应容器 (2)根据液体的量选择适合的规格量筒 (3)读数时,视线与凹液面最低处保持水平

温度计	Û	测量温度	(1)不能测量超过其量程的温度
			(2)刚测过高温的温度计不能用冷水冲洗,以防
			骤冷破裂
	#		(3)不能拿温度计当搅拌器使用

7.其他仪器

名称	图示	用途	使用方法、注意事项
水槽	<u> </u>	一般用于排水集气	(1)不能加热
八竹首			
	_ _		(2)水不可加满
#: HI,		90000000000000000000000000000000000000	与先生用户 医牙口体护柱工体 加井工
药匙	P	取用固体药品(粉末	每次使用完,必须用纸擦拭干净,保持干
	-	状或固体小颗粒)	燥
		收楼	林林一
滴管		胶头滴管用于吸取和	(1)吸液时, 先用大拇指和食指挤压橡皮胶
	Ŧ	滴加少量液体	头,赶走滴管中的空气后,再将玻璃尖嘴
		一個がり主化性	伸入试剂液中,放开拇指和食指,液体试
	ll.		剂便被吸入,然后将滴管提起
	٧		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			(2)胶头滴管用过后应立即清洗,再去吸取
			其他药品
玻璃棒	Ĭ.	搅拌液体、引流、蘸	(1)搅拌时,玻璃棒不能撞击器壁
	1 .	取液体	(2)引流时,液体沿玻璃棒流下
	i		(3)用后擦净
石棉网		垫在热源和仪器中	不能与水接触,防止石棉掉落
		 间,使仪器受热均匀	
 试管刷	1	 一般用于刷洗试管等	在刷洗试管时,不能用力过大,防止损坏
[[[]] []		仪器	试管
		人们	
	趙		
	8		
	7		

二、药品的取用原则

取用原则	具体要求		
	①不能用手接触药品。		
三不原则	②不要把鼻孔凑到容器口闻药品(特别是气体)的气味。		
	③不得尝任何药品的味道。		
节约原则	应该严格按照实验规定的用量取用药品。如果没有说明用量,一般		

	按最少量(1~2mL)取用液体,固体只需盖满试管底部即可。
防污染原则	实验室剩余药品,既不能放回原瓶,也不要随意丢弃; 更不要拿出
	实验室,要放入指定的容器内。

三、实验安全

1.意外事故的处理措施

意外事故	处理方法		
洒在桌面上的酒精燃烧	立即用湿抹布扑灭		
浓酸、浓碱流到实验台上	浓酸: 加 溶液→用水冲洗→用抹布擦干		
《 	浓碱: 加水 产 溶液→用水冲洗→用抹布擦干		
浓酸、浓碱溅到皮肤或衣服上	浓酸:用大量水冲洗,再涂 3%~5%的 溶液溶液		
松段、松映	浓碱:用大量水冲洗,再涂 溶液		
稀酸或稀碱溅到眼睛里	立即用大量水冲洗,必要时请医生治疗,切不可用手揉眼睛		
烫伤	立即用水冲洗烫伤处,再涂上烫伤膏		
割伤	立即进行清洗,包扎伤口		

注意: 闻药品气味的正确操作: 用手轻轻地在瓶口扇动, 使极少量气体飘入鼻孔(如图)。




2.常见危险化学品的标志



四、基本实验操作


- 1.药品的取用
- (1)固体药品的取用
- a.固体药品通常保存在_____瓶里(填"广口"或"细口")。
- c.取用粉末固体: 一斜、二送、三直立。



(2)液体药品的取用

b.取用较多液体药品时(下图左),可用倾倒法。倾倒时瓶口紧挨容器口,瓶塞倒放在桌面上。

注意: 试剂瓶的标签要朝向手心, 原因是



c.取用少量液体药品时(上图右),用胶头滴管滴加。滴加时,保持胶帽在上,并且垂直悬空于试管 正上方,用后立即用水清洗。

注意:

- ①取液后的滴管,应保持橡胶胶帽朝上,不要平放或倒置,防止液体倒流,沾污试剂或腐蚀橡胶胶帽。
- ②不要把滴管放在实验台或其他地方,以免沾污滴管。
- ③严禁用未经清洗的滴管再吸取其他试剂。
- d.取一定体积的液体药品可用量筒量取
- ①操作方法: 先向量筒内倾倒液体至接近所需刻度值,再改用胶头滴管滴加到所需刻度。
- ②读数方法:将量筒放平稳,视线与液体凹液面的最低处保持水平。



注意:

- ①读数时,俯视会使读数偏_____(填"大"或"小"), 仰视会使读数偏_____
- ②量取液体时,选取量筒的量程要适合,不能太大或太小:例如需量取 9mL 液体,应选用__mL的量筒,而不选用 100 mL 的量筒。
- ③量筒不能用于稀释或配制溶液,也不能作反应容器。
- 2.物质的加热
- (1)固体的加热



给试管中的固体加热时, 试管口应略

<u>倾斜</u>,防止








a.试管口不要对着自己或他人。试管夹应夹持在试管的中上部。

b.试管应与水平方向成 45°,液体的量不能超过试管容积的


【特别提醒】液体、固体的加热应注意:

①试管外壁应干燥; ②加热时,应使试管底部先预热,再集中加热; 目的是防止试管受热不均而 炸裂; ③加热后的试管,不能立即接触冷水或用冷水冲洗。

3.仪器的连接




- (1)把玻璃管插入带孔橡胶塞(图 a): 先把玻璃管口用水润湿, 然后对准橡胶塞上的孔稍稍用力转动, 将其插入。
- (2)连接玻璃管和胶皮管(图 b): 先把玻璃管口用水润湿,然后稍稍用力即可把玻璃管插入胶皮管。
- (3)在容器口塞橡胶塞(图 c): 应把橡胶塞慢慢转动着塞进容器口。切不可把容器放在桌上再使劲塞 进橡胶塞, 以免压破容器。
- (4)仪器的组装顺序:由下到上,从左到右。
- (5)仪器之间的连接方法:干燥管一大进小出:洗气瓶一长进短出。



(6)制备气体并验证气体性质实验的装置组装顺序:制气→净化→干燥→验证性质→收集→尾气处 理等。


4.仪器的洗涤




- (1)洗涤方法: 刷洗时须转动或上下移动试管刷, 但用力不能过大, 以防损坏试管。
- (2)洗涤标准: 洗过的玻璃仪器内壁附着的水既不聚成水滴,也不成股流下时,表明仪器已洗 干净,洗净的玻璃仪器应放在指定的地方。

例 1.(常见的仪器)

1.1. 下列仪器和对应的名称正确的是(




1.2. (2019 山东德州)下面是实验室常见的玻璃仪器,其中能够在酒精灯上直接加热的是(



例 2.(基本实验操作及实验安全)

2.1. (2021 云南昆明)化学实验操作考查中,发现如下操作,其中正确的是(




- 2.2. (2021 四川南充)下列做法不正确的是(
- A. 稀释浓硫酸时将水缓慢加入浓硫酸中
- B. 图书档案着火,用液态二氧化碳灭火器灭火
- C. 点燃可燃性气体前一定要先验纯


D. 燃着的酒精灯不慎被碰倒,立即用湿抹布盖灭








16. (2021 湖南常德)规范的实验操作是实验成功的关键。下列实验操作不正确的是(



17. (2021 湖南湘潭)正确的实验操作是科学探究成功的基础。下列操作错误的是()



- 21. 下列常见仪器的使用正确的是(
- A. 量筒可用作中和反应的容器

B. 烧杯加热时应放置在石棉网上 C. 温度计可用于搅拌溶液 D. 熄灭酒精灯,可用灯帽盖灭,也可用嘴吹灭 22. (2020 黑龙江大庆)下列图示实验操作正确的是(夹持蒸发皿 稀释浓硫酸 带火星的木条 O2验满 量筒体积读数 23. (2020 上海)下列实验操作中正确的是() B. 点燃酒精灯 A. 倾倒液体 C. 读体积 D. 测水温 24. (2020 辽宁营口)下图所示仪器没有经过磨砂处理的是(A. 集气瓶 B. 滴瓶

25. (双选)化学实验过程中要规范操作,注意实验安全。下列实验操作正确的是(

D. 烧杯

C. 广口瓶



- A. 氢氧化钠密封保存在试剂瓶中
- B. 硝酸银溶液密封保存在棕色试剂瓶中
- C. 浓盐酸密封保存在试剂瓶中
- D. 少量氨水保存在烧杯中